

Limpiador Desincrustante y Desoxidante



GENZEP PROTECT

FICHA TÉCNICA

Líquido formulado para proporcionar una especial acción desincrustante y desoxidante sobre las superficies.



APLICACIONES

Su uso principal es en superficies metálicas como:

- Herramientas
- Equipo de cocina
- Parrillas y accesorios para cocina

INGREDIENTES

Agua destilada, ácido neutralizado y tensoactivos.

INSTRUCCIONES DE USO

Para descarbonizar, desincrustar y desoxidar: Use el producto directamente sobre la superficie.

Para mantenimiento regular:

- Diluya una parte del producto en una parte de agua.
- Aplique con atomizador, cepillo o esponja en el área a limpiar.
- Enjuague con agua y seque.



PRESENTACIONES

LOTE	PRESENTACIÓN
DDP000500	500 ML.
DDP001000	1 L.
DDP00001G	1 Gal.
DDP020000	20 L

Limpiador Desincrustante y Desoxidante



GENZEP PROTECT

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Para descarbonizar, desincrustar y desoxidar: Usar directo el producto sobre la superficie.
- Producto formulado para proporcionar una especial acción desincrustante y desoxidante sobre la superficie metálica.
- Producto biodegradable elaborado a base de ácidos neutralizados, con buen poder para eliminar carbonización y manchas de óxido.
- Elimina manchas de óxido o carbonizaciones en el metal.

DECLARACIONES

Declaraciones de precaución:
P305+P351+P338

Declaración de riesgo: Ninguno.



PROPIEDADES

Apariencia	Líquido similar al agua.
Color	Transparente a ámbar.
Olor	Ninguno a leve.
pH	7,6-8,4
Punto de congelación	0°C (32°F)
Punto de ebullición	100°C (212°F)
Solubilidad	Infinitamente hidrosoluble.
Gravedad específica	1,16

Precauciones personales: Evite el contacto con los ojos, no lo ingiera. Manténgase tapado. No se deje al alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos: Enjuague los ojos con agua durante varios minutos.

FABRICADO EN MONTERREY, N.L. MÉXICO POR:

Genzep Bioquímica y Servicios S.A.de C.V.

J.G. Leal 1617 Col. Terminal Monterrey, N.L. C.P. 64580

Tel. +52 (81) 31011807

Todos los Derechos Reservados.